

# 専用の歯ブラシで磨きましょう。



特にインプラントと粘膜の間には  
プラークが溜まりやすく  
しっかりとプラークを除去することが大切です。

もしプラークが残ったままの状態が続いたら  
新たな病気※の原因にもなります。  
この「ルシェロ歯ブラシ I-20 インプラント」を使って  
しっかりとプラークを落としましょう。

※プラークからの細菌感染によって粘膜が炎症を起こす「インプラント周囲粘膜炎」や、さらに悪化すると骨まで溶けてしまう「インプラント周囲炎」という病気になります。

ご自身でのセルフケアと、定期的な歯科医院でのプロフェッショナルケアを受けて、お口の健康を守りましょう。

## ruscello I-20 IMPLANT




### 歯ブラシ ルシェロ歯ブラシI-20インプラント [歯科用]

インプラントが磨きやすい凹型ブラシ

#### 色調

- 2色=ブルー、レッド
- 毛のかたさ
- やわらかめ
- 包装・希望患者価格
- 1本=各¥350(税込)
- 5本セット(ブルー3本、レッド2本)=各¥1,750(税込)



### 歯みがき剤 ルシェロ 歯みがきペーストP(ペリオ)



【医薬部外品】  
<薬用ハミガキ>

フレーバー  
●ミント、  
マイルドミント  
(レモンフレーバー)

包装・希望患者価格

- 1本(70g)  
=各¥520(税込)
- 製造販売元  
株式会社アイティック  
愛媛県大洲市新谷乙1382



詳しくは当院の歯科医師・歯科衛生士にご相談ください。

### 歯間ブラシ ルシェロ ペリオブラシ (ハンドル付)



【包装・価格】

- ハンドル ..... 1本
- 替ブラシ ..... 2個  
(1個はハンドルにセット済み)
- キャップ ..... 1個
- 着脱ケース ..... 1個
- 希望患者価格  
●1袋=¥640(税込)

### 薬用ジェル ルシェロ ポイントケアジェル



ペリオブラシには  
ポイントケアジェルを!

【医薬部外品】  
<薬用ハミガキ>

フレーバー  
●ハーブミント

包装・希望患者価格

- 1本(30g)  
=¥700(税込)
- 製造販売元  
日本ゼトック株式会社  
東京都千代田区九段南2丁目3番26号



お客様窓口 **0120-179418**

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)

PA096E1404  
株式会社 ジーシー

'GC'

# 天然歯とインプラントの形は違います。

天然歯に比べて、

大きくふくらんだ形のインプラント。

通常の歯ブラシでは磨き残しやすく

ブラーク（歯垢）が溜まりやすいものです。


インプラント治療の患者さんの

お口のケアには、インプラントの形にあった

専用歯ブラシが必要です。

インプラントの形  
天然歯の形  
粘膜

(イメージ)



## インプラントと粘膜の間に しっかり入る


極細のテーパー毛がインプラン  
トと粘膜の間へ、しっかり入り込  
みブラークを除去します。



使用感アンケート  
Q. 磨ぐ時に痛みがありましたか?

## 強い豊隆にもフィット

インプラント特有の強い豊隆にも対応するように凹型に  
植毛。通常の歯ブラシでは届きにくいところも、きちんと  
届きます。



## しっかりブラークを除去

毛の先端が丸いラウンド毛を、段差をつけて  
植毛。ブラークをしっかり除去できます。



## 粘膜にやさしい

サイドには、極細のやわ  
らかい毛を段差をつけて  
植毛。粘膜にやさしく磨  
けます。

