

薬学実習Ⅱ

責任者・コーディネーター	創剤学講座 佐塚 泰之 教授、神経科学講座 駒野 宏人 教授		
担当講座・学科(分野)	創剤学講座、分子細胞薬理学講座、薬物代謝動態学講座、神経科学講座、分子生物薬学講座、実験動物医学研究部門		
対象学年	3	区分・時間数	講義 1.5 時間 実習 111 時間
期 間	後期		
単 位 数	5 単位		

・学習方針（講義概要等）

薬学実習Ⅱでは、創剤学、薬理学、薬物代謝学、遺伝子工学に関連する各講義で得た専門的な知識と技能について、実習を通して体験学習しながら統合的に考察し、レポートを作成する能力を身につけることを目的とする。本実習は、各担当講座全教員その他、関連講座が分担協力して行い、広範囲な分野に渡る知識・技能を体系的に学習する。

・講義日程

(矢) 東 103 1-C 講義室

月日	曜日	時限	講座(学科)	担当教員	講義内容
9/3	水	3	創 剤 学 講 座	佐塚 泰之 教授	ガイダンス

・成績評価方法

全日程の出席と各講座の担当する実習全てに合格することを原則とし、各実習の評価を総合して評価する。

・予習復習のポイント

担当講座からの指示が記されている場合は、それに従うこと。記載がない場合は、各実習時期に担当講座の指示に従うこと。

(創剤学実習)

責任者・コーディネーター	創剤学講座 佐塚 泰之 教授		
担当講座・学科(分野)	創剤学講座		
対象学年	3	区分・時間数	実習 21 時間
期 間	後期		

・ 一般目標 (GIO)

本実習では、製剤、主として固形剤の製造及び評価に関する創剤学及び日本薬局方に記載されている製剤試験法の習得を目指すとともに、新たなドラッグキャリアであるナノキャリアを調製し、その評価を通じて理解することを目的とする。

・ 到達目標 (SBO)

1. 製剤材料の物性を測定できる。
2. 日本薬局方の製剤に関連する代表的な試験法を実施し、品質管理に適用できる。
3. ターゲティングの概要と意義について説明できる。(☆)

・ 講義日程

(矢) 東 401 4-A、402 4-B、403 4-C、404 4-D 実習室

月日	曜日	時限	講座(学科)	担当教員	講義内容
9/4	木	3・4	創 剤 学 講 座	佐塚 泰之 教授 松浦 誠 講師 杉山 育美 助教 松尾 泰佑 助教	導入講義
9/5	金	3・4	創 剤 学 講 座	佐塚 泰之 教授 松浦 誠 講師 杉山 育美 助教 松尾 泰佑 助教	篩下法による粉体の粒度分布測定
9/9	火	3・4	創 剤 学 講 座	佐塚 泰之 教授 松浦 誠 講師 杉山 育美 助教 松尾 泰佑 助教	沈降法による粉体の粒度分布測定
9/10	水	3・4	創 剤 学 講 座	佐塚 泰之 教授 松浦 誠 講師 杉山 育美 助教 松尾 泰佑 助教	製剤試験法 (溶出試験、等)
9/11	木	3・4	創 剤 学 講 座	佐塚 泰之 教授 松浦 誠 講師 杉山 育美 助教 松尾 泰佑 助教	製剤試験法 (崩壊試験、等)

月日	曜日	時限	講座(学科)	担当教員	講義内容
9/12	金	3・4	創剤学講座	佐塚 泰之 教授 松浦 誠 講師 杉山 育美 助教 松尾 泰佑 助教	ナノキャリア（リポソーム）調製と偏光顕微鏡による観察
9/16	火	3・4	創剤学講座	佐塚 泰之 教授 松浦 誠 講師 杉山 育美 助教 松尾 泰佑 助教	製剤工場見学（ビデオ等）

・教科書・参考書等（教：教科書 参：参考書 推：推薦図書）

	書籍名	著者名	発行所	発行年
教	創剤学実習書 2014	創剤学講座	創剤学講座	2014
教	薬局方試験法：概要と演習 第9版	伊藤清美 他	廣川書店 (5,800円)	2011

・成績評価方法

実習態度、レポート、小テスト等から総合的に評価する。

・授業に使用する機器・器具と使用目的

使用区分	機器・器具の名称	台数	使用目的
実習	レーザーゼータ電位計（Sysmex、Nano-ZS）	1	リポソームの物性評価
実習	300万画素顕微鏡用USBカメラ（松電舎、HDCE-30B）	1	リポソームのマルチセククロス画像映写
実習	分光光度計（島津製作所、UVmini1240）	6	溶出試験の定量
実習	冷却遠心機（トミー精工、LX-141）	2	分離
実習	ローター（トミー精工、TMA-200）	2	上記ローター
実習	超音波洗浄器（島津製作所、US-106）	2	リポソーム調製の際の分散
実習	溶出試験器（富山産業、NTR-3000）	6	顆粒剤の溶出試験
実習	錠剤崩壊試験機（富山産業、NT-40HS）	6	錠剤の崩壊試験
実習	錠剤摩損度試験器（富山産業、TFT-120 2連式）	6	錠剤の摩損度試験
実習	モンサント硬度計（富山理化工業、A型 15kg/cm +B型 30kg/cm）	6	錠剤の硬度試験
実習	冷却水循環装置（EYELA、CCA-1113）	8	リポソーム調製
実習	ロータリーエバポレーター（EYELA、ウォーターバス付 N-1000S-W）	8	リポソーム調製

使用区分	機器・器具の名称	台数	使用目的
実習	ダイヤフラムポンプ（E Y E L A、DTC-21）	8	リポソーム調製
実習	水浴インキュベーター（島津製作所、SBAC-11A）	8	リポソーム調製
実習	高精度電子天秤（池本理化、220g, 0.001g 573-141-01）	10	定量
実習	精製水調製装置（ミリポア、Elix UV10）	1	採水
実習	冷凍冷蔵庫（三洋電機、MPR-414F）	1	試料保存
実習	乾熱滅菌器（三洋電機、MOV-212S）	2	器具乾燥
実習	電気定温乾燥機（151L）（ケニス、3-137-517）	5	器具乾燥
実習	ドラフトチャンバー（島津理化、CBR-Sc15-F）	6	溶媒使用時
実習	偏光顕微鏡（オリンパス、BX51 偏光フィルタ付）	1	リポソームのマルターゼクロス確認

(薬理学実習)

責任者・コーディネーター	分子細胞薬理学講座 弘瀬 雅教 教授		
担当講座・学科(分野)	分子細胞薬理学講座、動物実験医学研究部門、薬理学講座情報伝達医学分野、薬理学講座病態制御学分野		
対象学年	3	区分・時間数	実習 27 時間
期間	後期		

・一般目標 (GIO)

薬理学は、薬物の作用を生物個体から分子レベルまで用いて解き明かす研究分野である。そのためには、“薬を適正に使用すること”を学ぶことが大切である。本実習では、動物実験およびコンピュータを用いたシミュレーション実験を学生自ら実践する。それにより、薬理作用の研究の基礎となる方法を経験し修得する。基本的薬理作用の観察と理解、および得られた結果から正しい結論を導き出すための推計学的手法を修得する。加えて、生体についての生物学的ものの見方、生命を用いた実習の意義と倫理的な心構えについても学ぶ。

・到達目標 (SBO)

1. 代表的な実験動物を適正に取り扱い、薬物を適切に投与することができる。
2. 代表的な薬物の作用、作用機序、体内での運命、並びに臨床応用を説明することができる。

・講義日程

(矢) 東 301 3-A、東 302 3-B 実習室

月日	曜日	時限	講座(学科)	担当教員	講義内容
9/17	水	3・4	動物実験医学研究部門 分子細胞薬理学講座	花木 賢一 准教授 弘瀬 雅教 教授 田邊 由幸 准教授 丹治 麻希 助教	動物実験に関する安全講習
9/18	木	3・4	分子細胞薬理学講座	弘瀬 雅教 教授 田邊 由幸 准教授 丹治 麻希 助教	薬理学実習に関するガイダンス
9/19	金	3・4	分子細胞薬理学講座	弘瀬 雅教 教授 田邊 由幸 准教授 丹治 麻希 助教	循環系薬理学実習 1：ラット全身血圧に影響を与える薬物の薬理作用
9/22	月	3・4	分子細胞薬理学講座 薬理学講座情報伝達医学分野 薬理学講座病態制御学分野	弘瀬 雅教 教授 田邊 由幸 准教授 丹治 麻希 助教 近藤 ゆき子 助教 田村 晴希 講師	循環系薬理学実習 2：ラット摘出大動脈の収縮能に対する内皮細胞由来因子の影響の観察
9/24	水	3・4	分子細胞薬理学講座	弘瀬 雅教 教授 田邊 由幸 准教授 丹治 麻希 助教	消化器系薬理学実習 1：モルモット摘出回腸の収縮能に影響する薬物効果の観察

月日	曜日	時限	講座(学科)	担当教員	講義内容
9/25	木	3・4	分子細胞薬理学講座 薬理学講座情報伝達医学分野 薬理学講座病態制御学分野	弘瀬 雅教 教授 田邊 由幸 准教授 丹治 麻希 助教 入江 康至 准教授 山田 ありさ 助教	消化器系薬理学実習2：マウス腸管輸送能に影響する薬物効果の観察
9/26	金	3・4	分子細胞薬理学講座	弘瀬 雅教 教授 田邊 由幸 准教授 丹治 麻希 助教	体性神経に関する薬理学実習：骨格筋収縮機序と筋弛緩薬の薬理作用
9/30	火	3・4	分子細胞薬理学講座 薬理学講座情報伝達医学分野 薬理学講座病態制御学分野	弘瀬 雅教 教授 田邊 由幸 准教授 丹治 麻希 助教 近藤 ゆき子 助教 山田 ありさ 助教	中枢神経作用薬に関する薬学実習：麻酔・睡眠薬の薬理作用
10/1	水	3	分子細胞薬理学講座	弘瀬 雅教 教授 田邊 由幸 准教授 丹治 麻希 助教	実習データの取りまとめとグループ討論
10/1	水	4	分子細胞薬理学講座	弘瀬 雅教 教授 田邊 由幸 准教授 丹治 麻希 助教	薬理学実習総合討論と実習試験

・教科書・参考書等（教：教科書 参：参考書 推：推薦図書）

	書籍名	著者名	発行所	発行年
教	生命と薬、薬理学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと同じ			
教	薬理学実習書 分子細胞薬理学講座編纂 2012年度版	分子細胞薬理学講座	分子細胞薬理学講座	2014

・成績評価方法

出席、レポート、実習試験等から総合的に評価する。

・授業に使用する機器・器具と使用目的

使用区分	機器・器具の名称	台数	使用目的
実習	手術用電気メス	2	モルモット心臓摘出のため
実習	薬理学実習用シミュレーションプログラム		PCを使用し、シミュレーションで薬理実験を行うため
実習	薬学部実習システム_A	1	モルモットのランゲンドルフ心による心機能測定に使用
実習	薬学部実習システム_B	4	ラットの血圧測定用に使用

使用区分	機器・器具の名称	台数	使用目的
実習	薬学部実習システム_C	4	モルモット腸管の収縮機能を測定するため
実習	薬学部実習システム_D	4	摘出血管を用いた血管収縮・拡張機能の測定に使用
実習	精製水調製装置	1	タイロート液等調製のため
実習	製氷機	1	摘出組織冷却のため
実習	電子天秤	1	電子天秤
実習	ランゲンドルフ用簡易電極マニピュレーター	1	電気刺激のため
実習	pHメータ	1	タイロート液等のpH調製のため
実習	循環器・心臓構造模型 B 型	1	循環系薬理学実習に関する事前講義
実習	人体解剖模型 (I-80 形)	1	薬理学実習全般に関する事前講義

(薬物代謝学実習)

責任者・コーディネーター	薬物代謝動態学講座 小澤 正吾 教授		
担当講座・学科(分野)	薬物代謝動態学講座		
対象学年	3	区分・時間数	実習 21 時間
期 間	後期		

・一般目標 (GIO)

薬物代謝酵素活性、および酵素誘導の基本知識と技法を学ぶ。薬物治療に活かすため、薬物代謝酵素機能、および薬物代謝能の変動要因についての知識を身につける。

・到達目標 (SBO)

1. 薬物の酸化、加水分解などの薬物代謝反応速度の測定技能を習得する。
2. 薬物代謝能の変動要因である酵素誘導の測定技能を習得する。
3. 薬物動態パラメーターの変動を計算できる。

・講義日程

(矢) 東 103 1-C、東 301 3-A、東 401 4-A、東 403 4-C 実習室

月日	曜日	時限	講座(学科)	担当教員	講義内容
10/2	木	3・4	薬物代謝動態学講座	小澤 正吾 教授 幅野 涉 准教授 蒲生 俊恵 助教 寺島 潤 助教	実習ガイダンス
10/3	金	3・4	薬物代謝動態学講座	小澤 正吾 教授 幅野 涉 准教授 蒲生 俊恵 助教 寺島 潤 助教	薬物代謝酵素活性測定
10/6	月	3・4	薬物代謝動態学講座	小澤 正吾 教授 幅野 涉 准教授 蒲生 俊恵 助教 寺島 潤 助教	薬物代謝酵素活性測定
10/7	火	3・4	薬物代謝動態学講座	小澤 正吾 教授 幅野 涉 准教授 蒲生 俊恵 助教 寺島 潤 助教	薬物代謝酵素誘導測定
10/8	水	3・4	薬物代謝動態学講座	小澤 正吾 教授 幅野 涉 准教授 蒲生 俊恵 助教 寺島 潤 助教	薬物代謝酵素誘導測定
10/9	木	3・4	薬物代謝動態学講座	小澤 正吾 教授 幅野 涉 准教授 蒲生 俊恵 助教 寺島 潤 助教	薬動学(薬物速度論)解析

月日	曜日	時限	講座(学科)	担当教員	講義内容
10/10	金	3・4	薬物代謝動態学講座	小澤 正吾 教授 幅野 渉 准教授 蒲生 俊恵 助教 寺島 潤 助教	薬動学(薬物速度論)解析

・教科書・参考書等(教:教科書 参:参考書 推:推薦図書)

	書籍名	著者名	発行所	発行年
教	薬物代謝学実習書	薬物代謝動態学講座	薬物代謝動態学講座	2013
推	廣川生物薬科学実験講座 15・薬物代謝酵素	北田光一、大森栄編集 鎌滝 哲也(監修)	廣川書店 (定価 38,000 円)	2001

・成績評価方法

出席、レポート、および演習を総合的に評価する。

・授業に使用する機器・器具と使用目的

使用区分	機器・器具の名称	台数	使用目的
実習	リアルタイムPCR (ABI、PCR システム 7500-1)	1	mRNA 定量のため
実習	製氷機 (ホシザキ、FM-120F)	2	生物試料の調製のため
実習	超遠心機 (日立、CP80WX+P45AT+P28S2)	1	生物試料の調製のため
実習	CO ₂ インキュベーター (三洋電機バイオシステム、MCO-5AC)	2	組織培養のため
実習	薬用冷蔵庫 (4℃) (三洋電機バイオシステム、MPR-312D (CN))	1	生物試料の保存のため
実習	微量高速遠心機 (日立)	1	生物試料の調製のため
実習	インキュベーター (アズワン、IVC-450)	1	生物活性の測定のため
実習	恒温槽用温調器 (島津理化、SBAC-31A)	1	カラープリンター (理想科学 HC5500)
実習	倒立顕微鏡 (オリンパス、CKX31N-11PHP)	1	細胞の観察のため
実習	CO ₂ インキュベーター (三洋電機、MCO-18AIC)	2	細胞の培養のため
実習	精製水調製装置 (ミリポア、Elix UV35 +350L タンクのセット)	1	実習用純水の調製のため
実習	精製水調製装置 (ミリポア、Elix UV10)	1	実習用純水の調製のため
実習	製氷機 (ホシザキ、FM-1000AWG-LAN-T)	1	実習用試料冷却のため

使用区分	機器・器具の名称	台数	使用目的
実習	製氷機（ホシザキ、FM-120F）	1	実習用試料冷却のため
実習	分光光度計（島津、UVmini1240）	15	薬物濃度測定のため
実習	クリーンベンチ（エアテック、BLB-1606）	7	細胞培養のため
実習	カラープリンター（エプソン、PX-9500N）	1	実習に係る資料の作成のため
実習	微量高速冷却遠心機（トミー精工、MX205）	4	実習に係る試料の調製のため
実習	ローター（トミー精工、TMA-200）	4	実習に係る試料の調製のため
実習	窒素蒸留装置（EYELA、MGS-2200-C）	6	実習に係る試料の調製のため
実習	小型遠心器（チビタン）（ミリポア、XX42CF0 OT）	11	実習に係る試料の調製のため
実習	ベリスタポンプ(高流量型)（アトー、SJ-1211H）	12	定流量システムの作製のため
実習	アングルローター（日立工機、P65A）	1	実習に係る試料の調製のため
実習	パソコン（SONY、VPCEA2AFJ）	30	実験データの整理のため
実習	オルフィス HC5500 用フィニッシャー（理想科学、HC）	1	実習書製本のため

(遺伝子細胞工学実習)

責任者・コーディネーター	神経科学講座 駒野 宏人 教授、分子生物薬学講座 前田 正知 教授		
担当講座・学科(分野)	神経科学講座、分子生物薬学講座		
対象学年	3	区分・時間数	実習 42 時間
期 間	後期		

・一般目標 (GIO)

遺伝子工学で実施されている基本操作の実習を通じて、薬学領域で必要な遺伝子工学に関する基本原理、基本操作、応用例を学ぶ。また、組換えDNA実験指針や、遺伝子取り扱いにあたっての安全性と倫理について学ぶ。

・到達目標 (SBO)

1. 組換えDNA実験指針を理解し守ることができる。
2. 遺伝子取り扱いにあたって、安全性と倫理について配慮することができる。
3. DNAの生体試料からの抽出・分離法、形質転換法、遺伝子クローニング法、DNA電気泳動法について、基本原理が説明でき、基本操作が実施できる。
4. PCR法、サザンブロット法の基本原則が説明でき、基本操作が実施できる。
5. コンピューターを用いて特徴的な塩基配列やアミノ酸配列を検索できる。
6. DNA塩基配列の決定法、SNP (Single Nucleotide Polymorphism:一塩基多型) 検出法の基本原則が説明でき、基本操作が実施できる。(☆)

・講義日程

(矢) 東 403 4-C、404 4-D、東 301 3-A、302 3-B 実習室

月日	曜日	時限	講座(学科)	担当教員	講義内容
11/27	木	3・4	神経科学講座	駒野 宏人 教授 前田 智司 准教授 鄒 鶴 特任講師 藤田 融 助教	組換えDNA実験指針や遺伝子取り扱いにあたっての注意事項説明(1) 遺伝子工学実習前半の概要説明
11/28	金	3・4	神経科学講座	駒野 宏人 教授 前田 智司 准教授 鄒 鶴 特任講師 藤田 融 助教	遺伝子クローニングの原理の説明 組換えDNAによる形質転換
12/2	火	3・4	神経科学講座	駒野 宏人 教授 前田 智司 准教授 鄒 鶴 特任講師 藤田 融 助教	組換えDNAによって形質転換された菌の表現型の違いの観察
12/3	水	3・4	神経科学講座	駒野 宏人 教授 前田 智司 准教授 鄒 鶴 特任講師 藤田 融 助教	形質転換された菌よりDNA回収

月日	曜日	時限	講座(学科)	担当教員	講義内容
12/4	木	3・4	神経科学講座	駒野 宏人 教授 前田 智司 准教授 鄒 鷗 特任講師 藤田 融 助教	制限酵素による DNA 切断・DNA 電気泳動
12/5	金	3・4	神経科学講座	駒野 宏人 教授 前田 智司 准教授 鄒 鷗 特任講師 藤田 融 助教	動物細胞への遺伝子導入
12/9	火	3・4	神経科学講座	駒野 宏人 教授 前田 智司 准教授 鄒 鷗 特任講師	動物細胞遺伝子発現の確認・遺伝子工学系実習前半の結果のまとめ・考察
12/11	木	3・4	分子生物薬学講座	前田 正知 教授 藤本 康之 准教授 牛島 弘雅 助教 荒木 信 助教	後半部概要説明、PCR と SNP の説明、PCR 反応の実施、組換え DNA 実験指針や遺伝子取り扱いにあたっての注意事項説明(2)
12/16	火	3・4	分子生物薬学講座	前田 正知 教授 藤本 康之 准教授 牛島 弘雅 助教 荒木 信 助教	アガロースゲル電気泳動による PCR 産物の分析
12/17	水	3・4	分子生物薬学講座	前田 正知 教授 藤本 康之 准教授 牛島 弘雅 助教 荒木 信 助教	DNA 塩基配列の決定法の説明、シーケンス反応の実施、シーケンサーへの試料の装着
12/18	木	3・4	分子生物薬学講座	前田 正知 教授 藤本 康之 准教授 牛島 弘雅 助教 荒木 信 助教	サザンプロット法の説明、プロットティング及びハイブリダイゼーションの実施
12/19	金	3・4	分子生物薬学講座	前田 正知 教授 藤本 康之 准教授 牛島 弘雅 助教 荒木 信 助教	サザンプロット法による目的 DNA 断片の検出
12/22	月	3・4	分子生物薬学講座	前田 正知 教授 藤本 康之 准教授 牛島 弘雅 助教 荒木 信 助教	シーケンスデータの回収、データベースによる DNA 塩基配列の検索
12/24	水	3・4	分子生物薬学講座	前田 正知 教授 藤本 康之 准教授 牛島 弘雅 助教 荒木 信 助教	遺伝子工学実習後半のまとめと後片付け

・教科書・参考書等（教：教科書 参：参考書 推：推薦図書）

	書籍名	著者名	発行所	発行年
教	コンパス分子生物学：創薬・ テラーメイド医療に向けて (分子生物薬学講座)	荒牧 弘範、大戸 茂弘 編	南江堂 (定価 4,200 円)	2010
教	薬学生のための計算実践トレ ーニング帳: OSCE 対策は、 まずはこの 1 冊から	前田 初男 編	化学同人 (定価 2,000 円)	2009
教	遺伝子細胞工学実習書	分子生物薬学講座	分子生物薬学講座	2014

・成績評価方法

出席、実習態度、レポートを総合的に評価する。

・予習復習のポイント

<分子生物薬学講座担当分>

予習として、配布する実習書を熟読して課題レポートの目的、方法を記入してくること。
実習には教科書のコンパス分子生物学と遺伝子細胞工学実習書を持参すること。

・授業に使用する機器・器具と使用目的

使用区分	機器・器具の名称	台数	使用目的
実習	倒立顕微鏡（オリンパス・CKX31N-11PHP）	4	細胞観察に用いる
実習	ブロックインキュベーター（アステック・B1-525A）	4~5	DNA 切断、酵素処理に用い る、溶液サンプルの加温反応
実習	CO2 インキュベーター（三洋電機・MCO-18AIC）	1	細胞培養に用いる
実習	振とう機（シェーカー）（タイトック・レシプロ シェーカー NR-10+振とう台 SR-4030	4~5	試料の混合に用いる、ドット プロット実験でのメンブレン の振とう反応
実習	大型振とう培養器（タイトック・BR-3000LF）	2	大腸菌培養、酵素処理に用い る、ドットプロット実験での プローブハイブリダイゼーシ ョン
実習	精製水調製装置（オルガノ・ピュアライト PRO- 0100-004）	1	試料の調製に用いる、実験用 試薬水の調製
実習	製氷機（ホシザキ・FM-1000AWG）	1	試料の低温保持用、氷床の作成
実習	分光光度計（島津・UVmini1240）	10	大腸菌数の測定に用いる
実習	クリーンベンチ（エアテック・BLB-1606）	7	細胞培養に用いる
実習	冷凍冷蔵庫（三洋電機・MPR-414F）	1	試薬の保存

使用区分	機器・器具の名称	台数	使用目的
実習	オートクレーブ（トミー精工・稼動型 ES-215）	6	器具の滅菌および大腸菌の滅菌に用いる
実習	乾熱滅菌器（三洋電機・MOV-212S）	2	金属、ガラス類の滅菌
実習	ゲル撮影総合セット（美館イメージング、MBP-A65E52-UV）	4	DNA 電気泳動結果の撮影、DNA 電気泳動のゲルイメージ撮影
実習	冷却高速遠心器（トミー精工・Suprema21、ローター（NA-23、NA-22HS を各 2 台））	2	試料の遠心、分離
実習	冷蔵ショーケース（薬品用）（三洋電機・MPR-312D）	1	試薬の保存
実習	微量高速冷却遠心機（トミー精工・MX205）	4	プラスミド抽出に用いる
実習	ローター（トミー精工・TMA-200）	4	プラスミド抽出に用いる
実習	小型遠心器（チビタン）（ミリポア・XX42CF0）	10～12	試料の遠心、分離、微量サンプルの遠心
実習	電子天秤（新光電子株式会社・ViBRA SJ）	10	試薬の秤量
実習	倒立蛍光顕微鏡（オリンパス・IX81） 共有研究室 2	1	細胞観察
実習	パソコン（パナソニック、CF-Y7BWHAJ5）神経科学講座	1	講義に使用
実習	CO2 インキュベーター（三洋電機バイオシステム・MCO-175）神経科学講座	1	細胞培養
実習	クリーンベンチ（日本エアー・SCB1300AS）神経科学講座	1	細胞培養
実習	顕微鏡（オリンパス・IX71N）神経科学講座	1	細胞観察
実習	サーマルサイクラー（ABI、GenAmp9700）	2	PCR 反応の実施
実習	核酸用電気泳動装置 Mupid2-Plus（アドバンス、M-2P）	20	DNA 電気泳動
実習	恒温水槽（タイテック）	20	溶液サンプルの加温反応
実習	DNA シーケンサー（ABI、3730x）	1	DNA 配列決定
実習	UV クロスリンカー（UVP、CX2000）	1	ドットプロット実験での DNA 架橋
実習	ピストンピペット（ニチリョー、P1000、P200、P20）	各 40	試薬液・サンプル溶液の分取
実習	ボルテックスミキサー（エムエス機器、ジェニー2）	40	試薬液・サンプル溶液の混合
実習	電子レンジ（ナショナル、NE-EH21A）	1	アガロースゲル作成
実習	ノートパソコン	80	DNA 配列解析